


YOU LEAD
WE FIND

early onset scoliosis




Imagináis mont blanc® baby

Imagináis
crecimiento

Compatible con la técnica
de barras de crecimiento.

Imagináis
posibilidades

Bien adaptado para una amplia
gama de operaciones.



mont blanc[®] baby

Sistema toracolumbar posterior pediátrico

1

Kit de instrumentos para **múltiples** técnicas

3

opciones de fijación


3

tipos de conectores

Amplia gama de implantes:

1



tornillo monobloc cerrado,
Ø 4 mm.



Gama de ganchos costales (7), diseñados para adaptarse a 1, 2 o 3 costillas.

2


tornillos monobloc abiertos,
Ø 3.5 4.5 mm



2 conectores diferentes (dominó y axial) para técnica de barras de crecimiento.

4

tornillos poliaxiales,
Ø 4 4.5 5 5.5 mm.



barras de **diámetro único** (en titanio o cromo-cobalto)

flexible

Múltiples posibilidades:

Vértebra-Costilla

Posibilidad de alargamiento.

Costilla-Costilla


Conservar la expansión del tórax.

Hemivértebra

Fijación gancho-gancho compresiva unilateral.

Vértebra-Vértebra

En casos en los que la fusión esté indicada.



Kit de instrumentos, 2 bandejas

crece

Barras de crecimiento:

Alargamiento de un montaje para acomodar el crecimiento del paciente.



Escoliosis idiopática infantil

Distractores




derecho



izquierdo



Para más información sobre tamaños y disponibilidad de los implantes en su país, consulten la documentación adjunta.




 **SPINeway**, **mont blanc** son marcas comerciales registradas de la empresa SpineWay.



7 Allée Moulin Berger
69130 Ecully - FRANCE
Tel. : +33(0)4 72 77 01 52
Fax : +33(0)4 78 38 10 17
Web : www.spineway.com
RCS Lyon 484163985
TVA intracommunautaire : FR96 484 163 985

Distribuidor :



implantes

32* tornillos:
poliaxial, monobloc,
cerrado.

8* conectores:
axial, domino,
transversal.

9* ganchos:
pedicular, laminar,
para costilla.

8* barras:
cromo cobalto o titanio.

*Encuentre la gama completa dentro.

Para más información sobre indicaciones y condiciones de uso de los productos, consulten la documentación adjunta.

implantes



Tornillo pedicular monobloc

L	Ø3,5	Ø4
20	BB1MS3520	BB1MS4020
25	BB1MS3525	BB1MS4025
30	BB1MS3530	BB1MS4030
35	BB1MS3535	BB1MS4035



Tornillo pedicular cerrado

L	Ø4
25	BB1MSO4025
30	BB1MSO4030
35	BB1MSO4035
40	BB1MSO4040



Tornillo pedicular poliaxial

L	Ø4	Ø4.5	Ø5	Ø5.5
20	BB1PS4020	BB1PS4520	BB1PS5020	BB1PS5520
25	BB1PS4025	BB1PS4525	BB1PS5025	BB1PS5525
30	BB1PS4030	BB1PS4530	BB1PS5030	BB1PS5530
35	BB1PS4035	BB1PS4535	BB1PS5035	BB1PS5535
40	BB1PS4040	BB1PS4540	BB1PS5040	BB1PS5540

implantes



Conector axial

60 BB1AC60

80 BB1AC80



Dominó

BB2DC



Tuerca de bloqueo
cerrado y abierto

T15 BB2LS

T20 BB3LSO



Conector transversal

Distancias

15 - 20 BB1DTTXS

20 - 25 BB1DTTS

25 - 30 BB1DTTM

30 - 40 BB1D TTL

40 - 50 BB1DTTXL

Barra - Titanio

L	Ø	
150	4	BB1R4150
200	4	BB1R4200
250	4	BB1R4250
400	4	BB1R4400

Barra - Cromo Cobalto

L	Ø	
150	4	BB1RC4150
200	4	BB1RC4200
250	4	BB1RC4250
400	4	BB1RC4400

implantes



Gancho para costilla

L	Ref
10	BB1RHO10
12	BB1RHO12
14	BB1RHO14
17	BB1RHO17
19	BB1RHO19
21	BB1RHO21
23	BB1RHO23



Gancho pedicular

BB1PHO



Gancho laminar

BB1LLH



Todos los implantes son de aleación de titanio TA6V, excepto indicación en contrario.
Todas las medidas están en milímetro (mm).

